

jetable blanc blouses de laboratoire Introduction:

1. PP matériau non tissé avec anti-statique
2. 20-60g / m2 poids
3. élastique tricoté / brassard / ouvert
4. manches longues / courtes
5. Directement fabricant, manteaux de laboratoire jetables, toutes les couleurs
6. Capacité: 10,000pcs / jour, 1 * 40HQ peut être fini dans les 10-15 jours
7. Bonne barrière au fluide et perméable à l'air, OEM conception d'emballage, le service dans les 24 heures
8. Nous avons la certification CE, FDA et ISO 9001

Disponible blanc Lab Coat fonctionnalités:

1. Choisissez le meilleur non-tissé de barrières fiables et sélectives aux bactéries, le sang et d'autres fluides.
2. imperméable à l'eau, une bonne résistance à la traction non pelucheux, confortable, respirante. Excellente pour dissiper la chaleur du corps, antistatique, contre les éclaboussures de liquide
3. Les effets anti-bactériens Grand, qui protègent les travailleurs contre l'exposition à diverses particules de polluants et d'insecticides, etc.

Disponible Lab Coat caractéristiques matérielles:

PP blouse jetable fabriqué à partir de matériau en polypropylène hydrophobe, sans latex; résistant à l'abrasion; faiblement pelucheux; avec un haut niveau d'imperméabilité fluide.

Jetables Spécifications visiteur Manteau:

Produit:	jetables sarraus blancs
Matériel:	PP non-tissé
Grammage:	20-50gsm
Style:	manches longues ou courtes; brassard élastique ou tricot; boutonnière / stand / rond / col tricoté en option avec / sans poche; avec bouton pression ou fermeture velcro
Application:	pour, pharmaceutique, secteur workshop laboratorial médicale
Couleur:	Bleu , blanc, bleu foncé, etc, en option
MOQ	5000pcs
Emballage:	5 ou 10pcs / sac; 50 ou 100pcs / ctn;
Stockage:	Stocké dans un endroit sec, l'humidité en dessous de 80%, ventilé, non corrosif gaz entrepôt
Modalités de paiement:	T / T, PayPal, Western union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Autres services:	OEM et Customized Logo / marque
Certification:	CE, ISO13485
Temps de livraison	Capacité: 10,000pcs / jour, 1 * 40HQ peut être fini dans les 10-15 jours;

Détails Image de blouse blanche jetable:

