

La propriété du masque facial chirurgical jetable

Tous les masques sont faits de matériaux de la plus haute qualité, fournissent Excellente protection et confort supérieur:

- Ce produit contient des tissus non tissés, des tissus et des clips de nez soufflés
- c'est aussi confortable à porter pendant longtemps
- La boucle d'oreille ou d'oreille peut choisir

La spécification de masque facial chirurgical jetable

Matriel fabriqué	Couche 1: PP non tissé Couche 2: papier de filtration élevé Couche3: pp non tissé
Style	lier ou boucle d'oreille
Taille des dimensions	17,5 * 9,5 cm
Poids du tissu	20gsm + 25gsm + 20gsm
Couleur	blanc bleu, Vert, jaune, orange, rose, lilas, vert frais, bordeaux, etc.
Certificat	CE, ISO13485, FDA
MOQ	100000pcs
Emballage motif	peut être comme votre motif
Emballage	50 PC / Box, 2000 PCS / CTN, ou comme exigence
Aptitude	1000 000 pc par journée
Heure de livraison	7-30 jours
Applications	hôpital, laboratoire, Clinique, industrie alimentaire, atelier sans poussière

L'image du masque facial chirurgical jetable





