

Description médicales gommage chirurgicaux chapeaux:

Nom du produit:	fabricant médecin de bonnet de chirurgien Chine, l'hôpital de chirurgie bonnets bouffants, médicaux gommage chirurgicaux chapeaux	Matériel:	PP Nonwoven
Couleur:	blanc (autres couleurs peuvent être disponibles)	Style:	simple élastique
Taille:	19 "	Grammage:	PP10g

Avantages de Gommage médicale chirurgicale chapeaux:

bande élastique 1.Pleated autour, amplement d'espace pour les cheveux longs. Il peut éviter les poils tombant à éviter les ennuis possibles.

2.Used dans les hôpitaux et les salles blanches.

3.Breathable, non absorbants, la durabilité

4.PP non tissé, économique, élégant et beau.

Indications de médecine gommage chirurgicaux chapeaux:

Les médicales chirurgicales gommage chapeaux sont utilisés pour personnel hospitalier et les patients médicaux cliniques.

Et les bouchons jetables non stériles peuvent être utilisées pour l'atelier sans poussière , hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, électronique fabrique et ainsi de suite.

Spécifications du fabricant médecin de bonnet de chirurgien en Chine:

Matériel	PP non tissé
Grammage	10g
style	simple élastique
Taille	19 ", etc.
Couleur	blanc, (d'autres couleurs peuvent être disponibles)
emballage	100pcs / bag, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn

conception d'emballage	Toutes les impressions de la boîte et l'emballage intérieur peut être aussi votre conception
la taille de l'emballage	58x25x27cm
Applications	Pour personnel hospitalier et les patients médicaux cliniques. sans poussière atelier , laboratoire, industrie alimentaire, électronique fabrique et ainsi de suite
MOQ	100.000 PCS

photos Détail du fabricant médecin de bonnet de chirurgien en Chine:



