

1. Matériau: PP Non tissé / PP + PE / SMS
2. Style: Élastique unique, double élastique
3. Poids gramme: 10g-20g
4. Couleur: blanc, bleu, vert, etc.
5. Certificat: CE, ISO 13485, FDA approuvé

Paramètre produit

Matériel	Spp / pp + PE / SMS
Poids	10-20gms
Style	Élastique unique, double élastique
Taille	18 ', 19', 20 ', 21'
Couleur	Blanc, vert, bleu, etc.
emballage	100pcs / sac, 2000pcs / carton
conception d'emballage	Tout le sac intérieur et l'impression de carton peuvent être comme votre conception
taille de carton	Standard
Applications	Hôpital, spa, beauté et etc.
Moq	100000 pcs
Goûter	Peut être fourni gratuitement pour votre vérification de la qualité dans une semaine
Terme de paiement	T / t, l / c
Heure de livraison	comme vous quantité (nous pouvons terminer 100 000 pcs par jour)
Port	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Avantage de produit

Souper doux et confortable

Preuve de poussière

Résistance à l'eau

Matériel respectueux de l'environnement

Image de produit

Délai de mise en œuvre

En 15-25 jours après la confirmation de dépôt de réception

Productivité

100 000 pcs par jour

Emballage

100pcs / sac, 2000pcs / carton

100pcs / sac, 1000pcs / carton

Port d'expédition

Wuhan / Shanghai / Ningbo Port ou tout autre port en Chine