

## Introduction de cleanroom de poussière salopette blanche:

### 1.Place d'origine: Xiantao City, province du Hubei, en Chine

2. Matériel: PP50g

3. Taille: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, etc

4. Couleur: Blanc, etc

5. Style: manches longues, sans capot et coffre, avant zippée avec rabat,  
poignets élastiques avec boucle de doigt, chevilles élastiques, avec élastique à la taille.

6.Feature: Eco-Friendly, anti-poussière, anti-statique, facile à porter,  
sentir à l'aise, libre de travailler.

temps 7.Delivery: 10-15 jours pour un récipient plein de 20 pieds.

## Spécifications de salopettes cleanroom poussière blanche:

prénom	salopettes cleanroom poussière blanche, repplent globale de l'eau disponible, workwear jetable
Grammage	PP50g ou grammes que votre demande
style	Manches longues, sans capot et coffre, avant zippée avec rabat, poignets élastiques avec boucle de doigt, chevilles élastiques, avec élastique à la taille ..
Couleur	blanc
Taille	S-4XL
Emballage	1pcs / polybag, 50pcs / ctn, 10pcs / polybag, 100pcs / ctn
conception d'emballage	toutes les impressions des sacs et carton interne peut être aussi votre conception
champ Utilisation	1, utilisation Cleanroom, usine de produits alimentaires, l'utilisation de la plante électronique, 2, l'utilisation médicale, l'utilisation de la peinture de l'industrie, l'utilisation de terrain agricole, 3, l'industrie pétrochimique utilisation, etc.
Politique de l'échantillon	1, a offert des échantillons gratuits. 2. Exemple selon votre schéma de conception. Temps d'échantillonnage: 2-5days. 3. Créez votre propre échantillon, puis le refaire. 4. Les échantillons existants de temps d'échantillonnage: 1jour. 5. Faire la production de masse après votre confirmation de l'échantillon.

## Emballage de salopettes cleanroom poussière blanche:

Emballage: 5 pcs / sac, 50 pcs / ag ou 1 pcs / sac, 50 pcs / ctn

Votre logo de l'entreprise peut être imprimé sur le sac intérieur et cartons.

**Des images de salopettes cleanroom poussière blanche:**





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

