

Product details

Caractéristiques de SMS blouse chirurgicale:

matériau 1.SMS:, Imperméable à l'eau, une bonne résistance à la traction, confortable non pelucheux.

2.Light-poids, non irritant, propriété antibactérienne, une bonne résistance à la traction, la respirabilité supérieure

et anti-statique, résistance aux chocs, doux, confortable.

3.Provide une excellente barrière au sang potentiellement infectieux et d'autres fluides corporels. contre éclaboussures de matériel chimique et de la poussière solide.

4.Disposable SMS blouse chirurgicale est le vêtement médical le plus classique, peut atteindre la santé normes de protection dans le cas général.

5.SMS: "Trois défenses" (anti-alcool imperméable et anti-éclaboussures de sang) pour se conformer à normes médicales nationales et internationales.

Détails information du SMS renforcé blouse chirurgicale:


Prénom:	SMS vert renforcé usine de blouse chirurgicale, robe d'exploitation stérile de l'hôpital, l'emballage stérile renforcé blouse chirurgicale
Matériel:	SMS
Grammage:	50 g
Fermeture:	avec fermeture de la ceinture, ou avec fermeture Velcro
Application:	pour, pharmaceutique, secteur industriel laboratorial chirurgical médical
Taille:	S / M / L / XL / XXL / XXXL
Couleur:	Vert, Bleu, etc, en option
Emballage:	Emballage normal: 1pcs / polybag, 50pcs / carton
Stockage:	Stocké dans un endroit sec, l'humidité en dessous de 80%, ventilé, non corrosif gaz entrepôt
Certification:	CE, ISO13485, FDA

Tableau des tailles:

SURGICAL / ISOLATION GOWN TAILLES (Tableau des tailles sur mesure est la bienvenue)

CM	S	M	L	XL	XXL	XXXL
LA TAILLE	115	115	120	125	130	135
LONGUEUR DE LA POITRINE	127	137	140	145	150	155

SMS schéma:



Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, échantillon gratuit.
- 2, petit ordre acceptable;
- 3, les termes disponibles L / C, T / T, D / P;
4. FOB, CNF, CIF, EXW disponibles;
- 5, prix concurrentiel et stable parce que nous sommes usine.
- 6, les produits qualifiés. 3e inspection des produits de la pièce est acceptable.
- 7, le service d'OEM. Plus d'options sur le matériel, le motif, la taille et l'emballage;
- 8, livraison opportune. Le meilleur temps de plomb est 25-30 jour pour un récipient 40HQ.
- 9, service export professionnel. Documentation, dédouanement, transport maritime, tout en un.
- 10, bon service après-vente. Nous prenons les plaintes des soins que nous aimerions être votre fournisseur à long terme!