

Couverture de réchauffement médical non tissé jetable de bonne qualité

La couverture médicale non tissée jetable est entièrement tissée et en polyester à côté.

Offre de la chaleur et du confort pendant les urgences des premiers soins

Largement utilisé pour une utilisation à un patient unique

Parfait pour une utilisation d'urgence, des kits de premiers soins, des centres de soins d'urgence, des hôpitaux et d'autres établissements de soins médicaux

Ce matériel est sans latex

Matériel:

100% polyester à l'intérieur, extérieur pp non tissé

Caractéristique: jetable, imperméable

Taper:

feuille plate, couvertures co-amies

Forme: rectangulaire

Motif: rayé

Utilisation: hôtel, jetable, hôpital

est\_customisé: Oui

Poids: 220-700G, 220-700G

Saison: quatre saisons

Nom du produit: couverture médicale jetable

Mots-clés: jetable

Couleur: bleu, blanc ou personnalisé

Tissu: 100% polyester □ pp non tissé

Utilisation: compagnie aérienne, hôpital, maison de soins infirmiers

Logo: accepter le logo personnalisé

Conception: accepter les conceptions personnalisées

Emballage: 1pc / Poly Bag



110 X 190cm  
200g  
羽绒被