

Description de l'utilisation de l'hôpital blouse de laboratoire non-tissé:

1. Matériel: PP50g
2. Couleur: vert,
3. Style: tricot brassard / col, boutons sur le devant
4. Taille: S-XXXL tailles disponibles
5. Emballage: 5PCS / polybag, 50PCS / carton et que vous avez besoin
- 6.1 * 20 "FCL: 50000PCS (tolérance en différentes tailles et matériaux)
7. Mini quantité: 10, 000PCS
8. Certificat: CE, FDA, ISO13485

Caractéristiques de l'hôpital utilisent une blouse de laboratoire non-tissé:

couture 1.Hand, couleur verte, brassard knitted et le collier avec poche.

2.Non-irritant, propriété antibactérienne, une bonne résistance à la traction, non pelucheux, respirabilité supérieure et anti-statique, résistance aux chocs, doux, confortable.

éclaboussure 3.Against de matériel chimique et de la poussière solide.

blouse de laboratoire 4.Usually non-tissé avec l'effet de lieu sans poussière et anti-virus sont largement utilisés publics, l'industrie médicale, le nettoyage de l'environnement, l'usine électronique, la transformation des aliments, l'école et l'hôpital.

LAB COAT TAILLES:

Sarrau tableau des tailles

(Taille sur mesure est la bienvenue)

CM	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL
LA TAILLE	100	103	107	110	112	113	120	120
LONGUEUR DE LA POITRINE	132	135	137	140	142	147	150	158

Spécification des usage hospitalier blouse de laboratoire non-tissé:

Prénom: usage hospitalier blouse de laboratoire non-tissé, de haute qualité médicale vert manteau de laboratoire, laboratoire fabricant de non tissé de revêtement en Chine

Matériel: PP non-tissé

Grammage:	50gsm
Style:	manches longues ou courtes; brassard élastique ou tricot; boutonnière / stand / rond / col tricoté en option avec / sans poche; avec bouton pression ou fermeture velcro
Application:	pour, pharmaceutique, secteur workshop laboratorial médicale
Couleur:	vert ou en option sur mesure
MOQ	5000pcs
Emballage:	5 ou 10pcs / sac; 50 ou 100pcs / ctn;
Stockage:	Stocké dans un endroit sec, l'humidité en dessous de 80%, ventilé, non corrosif gaz entrepôt
Modalités de paiement:	T / T, PayPal, Western union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Autres services:	OEM et Customized Logo / marque
Certification:	CE, ISO13485
Temps de livraison	Capacité: 10,000pcs / jour, 1 * 40HQ peut être fini dans les 10-15 jours;

Photos de l'hôpital utilisent une blouse de laboratoire non-tissé:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

