Description de l'utilisation de l'hôpital blouse de laboratoire non-tissé:

Matériel: PP50g
Couleur: vert,

3. Style: tricot brassard / col, boutons sur le devant

4. Taille: S-XXXL tailles disponibles

5. Emballage: 5PCS / polybag, 50PCS / carton et que vous avez besoin 6.1 * 20 "FCL: 50000PCS (tolérance en différentes tailles et matériaux)

7. Mini quantité: 10, 000PCS 8. Certificat: CE, FDA, ISO13485

Caractéristiques de l'hôpital utilisent une blouse de laboratoire non-tissé:

couture 1. Hand, couleur verte, brassard knittted et le collier avec poche.

2.Non-irritant, propriété antibactérienne, une bonne résistance à la traction, non pelucheux, respirabilité supérieure et anti-statique, résistance aux chocs, doux, confortable. éclaboussure 3.Against de matériel chimique et de la poussière solide.

blouse de laboratoire 4. Usually non-tissé avec l'effet de lieu sans poussière et anti-virus sont largement utilisés publics, l'industrie médicale, le nettoyage de l'environnement, l'usine électronique, la transformation des aliments, l'école et l'hôpital.

LAB COAT TAILLES:

Sarrau tableau des taill (Taille sur mesure est la		ıe)						
CM	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL
LA TAILLE	100	103	107	110	112	113	120	120
LONGUEUR DE LA POITRINE	132	135	137	140	142	147	150	158

Spécification des usage hospitalier blouse de laboratoire non-tissé:

Prénom:	usage hospitalier blouse de laboratoire non-tissé, de haute qualité médicale vert manteau de laboratoire, laboratoire fabricant de non tissé de revêtement en Chine
Matériel:	PP non-tissé

Grammage: 50gsm

Style: manches longues ou courtes;

brassard élastique ou tricot;

boutonnière / stand / rond / col tricoté en option

avec / sans poche;

avec bouton pression ou fermeture velcro

Application: pour, pharmaceutique, secteur workship laboratorial médicale

Couleur: vert ou en option sur mesure

MOQ 5000pcs

Emballage: 5 ou 10pcs / sac; 50 ou 100pcs / ctn;

Stockage: Stocké dans un endroit sec, l'humidité en dessous de 80%, ventilé,

non corrosif gaz entrepôt

Modalités de paiement:

T / T, PayPal, Western union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,

Autres services: OEM et Customized Logo / marque

Certification: CE, ISO13485

Temps de livraison Capacité: 10,000pcs / jour, 1 * 40HQ peut être fini dans les 10-15

jours;

Photos de l'hôpital utilisent une blouse de laboratoire non-tissé:



