

Une robe jetable est faite à partir de Matériau de protection d'isolement de haute performance. Largement utilisé en sécurité médicale Atelier aseptique, isolation de protection, usine d'électronique minière, Food Factory Farm Agriculture Biohazard et ainsi de suite.

Avec deux types de processus: Couture et liaison thermique à ultrasons.

Caractéristiques matérielles:

1. robe pp

Il est fabriqué à partir de polypropylène hydrophobe matériel, sans latex; résistant à l'abrasion; faible peluche; avec un niveau élevé de fluide répulsion.

Couleur: blanc, vert, bleu, jaune, orange et donc au

Poids matériel: 30-65gsm.

2. Robe PP + PE

Il est fabriqué à partir de matériau PP + PE, sans latex; résistant à l'abrasion; complètement fluide imperméable et Répulsif alcoolique.

Couleur: blanc, vert, bleu, jaune.

Poids matériel: 40-65gsm.

3. Robe SMS (Standard et Renforcé):

Il est fabriqué à partir de matériel hydrophobe SMS / Spunlace, sans latex; résistant à l'abrasion; faible peluche; avec un niveau élevé de répulsion fluide; une Bonne barrière au sang, aux fluides corporels et aux agents pathogènes.

Avec Starndard et renforcé Style.Reinforced Style avec renforcement de protection supplémentaire sur la manche et la poitrine pouvant être complètement imperméable fluide et alcool.

Disponible Couleur: blanc, bleu.

Poids matériel: 35-65gsm.

4. Robe microporeuse

La perméabilité est forte, antistatique; Meilleure perméabilité, dans une variété de solvants organiques, d'acide et d'alcalin résistance à la corrosion en même temps, avec une résistance élevée à l'impact Propriétés mécaniques de la ténacité, texture douce, confortable non Soutien à la combustion - non toxique non irritant, inoffensif à la peau.

Couleur disponible: blanc

Poids matériel: 45-65gsm.

La spécification de la robe jetable

Matriel fabriqué	Pp, pp / pe, SMS, SMMS, CPE
Style	Cravate sur / ruban magique sur le cou, poignets élastiques / tricotés,
Taille	S-5XL
Couleur	blanc bleu, Vert, jaune, rose, etc.
Certificat	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	5000pcs
Emballage conception	peut être comme votre conception
Emballage	10 pcs / boîte, 100 PCS / CTN, ou comme votre exigence
Heure de livraison	Capacité: 10 000 pcs / jour, 1 * 40HQ peut être terminée dans les 10-15 jours
Port	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

photo





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





