

## Introduction de manteaux laboratoire de gros pour les enfants:

manteaux Lab gros pour les enfants faite par PP matériau non tissé, largement utilisé à l'hôpital de l'école, et laboratory, offrant une bonne protection contre la poussière, particules etc Il est économique pour unique utilisation.

## Spécifications de manteaux laboratoire de gros pour les enfants:

Produit:	manteaux laboratoire de gros pour les enfants
Matériel:	PP non-tissé
Grammage:	40gsm ou grammes que votre demande
Style:	long ou court manches; elastic ou tricot brassard; revers / supporter / rond / tricotée collier en option avec / sans poche; avec mousqueton bouton ou Velcro fermeture
Application:	à des fins médicales, pharmaceutiques, laboratorial, workshop secteur
Couleur:	Bleu, Blanc, Bleu foncé, etc, en option
MOQ	5000pcs
Emballage:	1 ou 5pcs / bag; 50 ou 100pcs/ Ctn;
Stockage:	Stocké dans un endroit sec, l'humidité en dessous de 80%, ventilé, non corrosif gaz entrepôt
Modalités de paiement:	T / T, L / C, D / P, Paypal, etc.
Autres services:	OEM et Customized Logo / marque
Certification:	CE, ISO13485

## Notre avantage:

atelier propre 1.5, 000 mètres carrés absolument dustless pour les vêtements de décision  
2. Nous nous en tenons à la norme de contrôle de qualité strict sur la production assurant une haute

qualité.

3. Différents conception de produits est disponible sur votre demande.

4. Les échantillons et de personnalisation disponibles

### **Des images de enfants manteaux de laboratoire jetables:**





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

