

léger confortable [couvre-lit jetable pour hôpital/SPA](#)

Nous sommes [fabricant de couvre-lits jetables en Chine](#) .Fabriqué à partir d'un matériau de protection d'isolation haute performance. Largement utilisé à l'hôpital pour les lits d'urgence et les lits chirurgicaux. [couvre-lit jetable](#) est utilisé dans les hôtels et les lits de massage. Pour empêcher la propagation des fluides corporels et des éclaboussures de sang et isoler la poussière, les particules, l'alcool, le sang, les bactéries et les virus envahissants.

Matériel	PP, PP/PE, SMS, SMMS
Style	Plats, extrémités élastiques, extrémités carrées, rouleau
Taille	80x19020cm,90x20020cm,160x19020cm,160x20020cm,180x20020cm.....
Couleur	blanc, vert, bleu, jaune, rose, etc.
Emballage	10 pièces/boîte, 10 sacs/ctn ou 5 pièces/sac, 50 pièces/sac
Conception d'emballage	peut être comme votre conception
MOQ	5000 pièces
<b>Échantillons</b>	peut être fourni gratuitement pour votre contrôle de qualité dans les 3 jours
<b>Délai de livraison</b>	Capacité : 10 000 pièces/jour, 1*40HQ peut être terminé dans un délai de 10 à 15 jours
<b>Port FOB</b>	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou

Image





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

