Lit jetable Les feuilles sont fabriquées à partir de matériaux de protection d'isolement hautes performances. Largement utilisé à l'hôpital pour le lit d'urgence et le lit chirurgical. Également utilisé dans les hôtels et lit de massage. Empêcher la propagation des fluides corporels et des éclaboussures sanguines et isoler la poussière, les particules, l'alcool, le sang, les bactéries et le virus envahissent.

La spécification des draps jetables

<u>Matriel</u> fabriqué	Pp, pp / pe, SMS, SMMS
<u>Style</u>	Extrémités plats et élastiques, extrémités carrées, rouleau
<u>Taille</u>	80x190 + 20cm, 90x200 + 20cm, 160x190 + 20cm, 160x200 + 20cm, 180x200 + 20cm
Couleur	Blanc, vert, bleu, jaune, rose, etc.
Emballage	10pcs / boîte, 10 sacs / CTN ou 5 pcs / sac, 50 pcs / sac
Emballage conception	peut être comme votre conception
MOQ:	5000pcs
Échantillons	Peut être fourni gratuitement pour votre qualité Vérification dans les 3 jours
Heure de livraison	Capacité: 10 000 pcs / jour, 1 * 40HQ peut être terminée dans les 10-15 jours
Port	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Des photos



100PCS MASSAGE BED COVER

180X80CM

















