

## Spécifications clés / Caractéristiques spéciales:

### 1. Produit TAILLE:

S m l xl xxl

### 2. Matériel:

Pp 30-70gsm

SMS 30-70gsm

SF 50-70cm

Pp + PE 30-60gsm

### 3. Matériel TRAITEMENT:

Matériel Traitement Résultats

Anti-Water: Oui

Anti-poussière: oui

Anti-statique: oui / non

Anti-sang: oui / non

Anti-alcool: oui / non

### 4. Couleur: blanc, bleu, sombre Bleu, orange et ainsi de suite

### 5. USAGE:

A. Kimonobe utilisé dans le spa et le sauna à la convenance du corps contre l'eau et la poussière.

B. Kimono peut être utilisé dans le massage pour détendre votre corps.

C.kimono Peut être utilisé dans la salle de nettoyage, par exemple le GMP.

D.kimono peut être utilisé à l'hôpital.

### 6. Emballage:

10pc / sac, 100pcs / CTN

### 7. OEM UN SERVICE:

Une canette Imprimez le groupe pour notre client sur le sac PE

B.can Imprimez la bande pour notre client sur la boîte en carton

### 8. Échantillons:

Échantillons peut être envoyé avec dans 3 jours après votre confirmation.

## 9. Livraison DATE:

Ça peut être envoyé dans 15 jours après avoir reçu le dépôt.

<b><u>nom du produit:</u></b>	Une fois, utilisez la vinaigrette spa
<b><u>Taille:</u></b>	S: 110 * 130cm; M: 115 * 137cm, L: 120 * 140cm, XL: 125 * 145cm; XXL: 130 * 150cm Ou personnalisé
<b><u>Couleur:</u></b>	blanc, bleu, rose, jaune ou personnalisé
Matériel:	SBPP, SMS, SpunLace
Goûter:	Échantillons gratuits disponibles
Application:	Principalement utilisé dans le spa, la beauté Hôpital de salon, etc.
MOQ:	5000pcs
Paquet:	10pc / sac, 100pcs / CTN
Paielement:	T / t, l / c
Heure de livraison:	Expédition dans 20 jours

Photos de produit:









