

Feuilles de lit jetables

Draps jetables est fabriqué à partir de Matériau de protection d'isolement de haute performance. Largement utilisé à l'hôpital pour lit d'urgence et lit chirurgical. Également utilisé dans les hôtels et le lit de massage. À empêcher la propagation des fluides corporels et des éclaboussures sanguines et d'isoler la poussière , particule, alcool, sang, bactéries et virus envahissant.

La spécification des draps jetables

Matriel fabriqué	Pp, pp / pe, SMS, SMMS
Style	Extrémités plats et élastiques, extrémités carrées, rouleau
Taille	80x190 + 20cm, 90x200 + 20cm, 160x190 + 20cm, 160x200 + 20cm, 180x200 + 20cm
Couleur	Blanc, vert, bleu, jaune, rose, etc.
Emballage	10pcs / boîte, 10 sacs / CTN ou 5 pcs / sac, 50 pcs / sac
Emballage conception	peut être comme votre conception
Moq	5000pcs
Échantillons	Peut être fourni gratuitement pour votre qualité Vérification dans les 3 jours
Heure de livraison	Capacité: 10 000 pcs / jour, 1 * 40HQ peut être terminée dans les 10-15 jours
Port	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Des photos











