

Introduction de médicaux casquettes médecin bon marché:

Nom de marque: ORIENTALE HONNÊTE

Certification: CE / ISO13485 / FDA

Lieu d'origine: Chine, province Huibei, Xiantao ville

Matériel : tissu non tissé

Couleur: rose, (Toutes les couleurs peuvent être disponibles)

style: Single caps clip élastiques

Poids: 10g

Taille: 19 "

Détails d'emballage: 100 pcs / sac, 20 pcs / ctn

Les caractéristiques de médicaux casquettes médecin bon marché:

Non-tissé lui-même a les caractéristiques de l'environnement convivial, bon anti virus, lumière poids, antipoussière, coût pas cher, pas de mal à l'environnement naturel, etc .. si l'article médical casquettes de médecin à bas prix la perméabilité est forte, adapté pour longtemps à porter. Aussi bien pour voyager et effet évident, peut bloquer le flotteur, la poussière et micro-organismes, etc. Normal l'utilisation jetable, des exigences plus élevées pour santé environnementale, empêcher les cheveux, les pellicules, etc.

Application de médicaux casquettes médecin bon marché:

couleur rose médical casquettes médecin bon marché, lavage chirurgical bouchons fournisseur, les soins infirmiers à usage unique bonnet de chirurgien costume pour médical, l'hygiène alimentaire, l'électronique, sans poussière salle blanche, textile et autres industries.

Fiche produit images:







orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

