

## Présentation du bouchon clip disponible:

Marque: ORIENTALE HONNÊTE

Numéro de modèle: OH 1001, OH1002, OH1003

Certification: CE / ISO13485 / FDA

Lieu d'origine: Chine

Matériel : PP non-tissé

Couleur: blanc, vert, bleu, rose, jaune, rose, orange, pourpre, rouge (toutes les couleurs peuvent être disponibles)

Style: bouchons clip élastiques

Poids: 10g-30g

Taille: 18 ", 19 ", 21 ", etc.

Détails d'emballage: 100 pcs / sac, 20 pcs / ctn

## Spécifications de bouchon clip disponible:

### Produit:

'20' '21' 'format personnalisé pince jetable bouchon consommables médicaux de haute qualité colorés simples ou doubles élastiques 19' non-tissé

### Matériel:

pp Nonwoven avec élastique

### Grammage:

dixg ~16g

### Style:

Simple élastique ou élastique double

### Taille:

19 " ou 18 ", 20 ", 21 ", etc.

### Couleur:

Blanc, vert, jaune, Bleu, etc.

### MOQ

100,000pcs

### Emballage:

100pcs / sac; 2000pcs / ctn

### Application:

pour ménage, , Pharmaceutique, secteur industriel laboratorial chirurgical médicaux, Peinture, nettoyage chambre, etc.

### Stockage:

Stocké dans un endroit sec, l'humidité en dessous de 80%, ventilé, non corrosif gaz entrepôt

### Modalités de paiement:

T / T, L / C, Paypal, D / P, D / A, etc.


**Autres services:** OEM et Customized Logo / marque

**Certification:** CE, ISO13485, FDA

### **Caractéristiques du bouchon clip disponible:**

1. Respirant, non absorbants, la durabilité
2. Avec simple ou double élastique disponible, dans la forme plissée ou un clip avec des couleurs différentes disponibles.
3. efficacité de filtration des bactéries (BFE) a atteint 99,1%. Ce taux est beaucoup plus élevé que la norme normale de 97%.
4. Des échantillons gratuits et de personnalisation disponibles
5. bouchon en forme de pince avant déplié
6. Nous pourrions garantir la meilleure qualité, livraison rapide, le développement du nouveau matériel.

### **Photos de bouchon clip disponible:**





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

