

Tous [Tissu non tissé pour une robe chirurgicale jetable](#) sont fabriqués des matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Les matériaux non ponctionneurs sont lisses et confortables pour éliminer l'irritation de la peau
- Les couches de construction très respirantes restent cool, même pendant de longues cas
- Divers style peuvent être personnalisés en fonction de vos différentes exigences.

[en tissu Matériel](#)

Matériau SMS

Style

Avec velcro sur col, cravate sur la taille des poignets tricotés

Dimensions s ize

X-3xl

Tissu W huit

30-60g, C Ould BE Comme votre demande

Couleur

Couleur bleue

Certificat

ISO13485, FDA

MOQ:

10000 pcs

Conception d'emballage

peut être comme votre conception

Emballage

Sac de papier 1PC / en plastique, 50pcs / CTN, ou Comme votre exigence

Aptitude

60 000 PC par jour

Délai de livraison

7-30 jours

Applications

Laboratoire, clinique, L'industrie alimentaire, Atelier sans poussière, hôpital

La photo de [Tissu non tissé pour une robe chirurgicale jetable](#)







Ultrasonic seams
More firm and durable



Tie-On closure



Hook & Loop
closure



cover main parts with film



Elastic cuff



Knitted cuff

Multi materials for your choice



PP



SMS



Microporous

