

Tous [Tissu non tissé pour une robe chirurgicale jetable](#) sont fabriqués des matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Les matériaux non ponctionneurs sont lisses et confortables pour éliminer l'irritation de la peau
- Les couches de construction très respirantes restent cool, même pendant de longues cas
- Divers style peuvent être personnalisés en fonction de vos différentes exigences.

### [en tissu Matériel](#)

Matériau SMS

#### **Style**

Avec velcro sur col, cravate sur la taille des poignets tricotés

#### **Dimensions s ize**

X-3xl

#### **Tissu W huit**

30-60g, C Ould BE Comme votre demande

#### **Couleur**

Couleur bleue

#### **Certificat**

ISO13485, FDA

#### **MOQ:**

10000 pcs

#### **Conception d'emballage**

peut être comme votre conception

#### **Emballage**

Sac de papier 1PC / en plastique, 50pcs / CTN, ou Comme votre exigence

#### **Aptitude**

60 000 PC par jour

#### **Délai de livraison**

7-30 jours

#### **Applications**

Laboratoire, clinique, L'industrie alimentaire, Atelier sans poussière, hôpital

La photo de [Tissu non tissé pour une robe chirurgicale jetable](#)







Ultrasonic seams  
More firm and durable



cover main parts with film



Tie-On closure



Hook & Loop  
closure



Elastic cuff



Knitted cuff

Multi materials for your choice



PP



SMS



Microporous

