

Caractéristiques:

Article	manteau non-tissé jetable visiteur, blouse blanche de laboratoire non-tissé jetable, blouse de laboratoire non-tissé PP avec des boutons
Matériel	PP tissu non tissé
Taille	M: 115 * 135CM, L: 120 * 140cm, XL: 130 * 150cm
Poids	17-65 gsm
Couleur	Blanc, bleu, jaune, vert, rose et ainsi de suite
style	manchette en maille, col en tricot, boutons devant
Caractéristiques	Étanche, anti-poussière, anti-statique et ainsi de suite
Application	Hôpital, chambre propre, usine, etc.
Paquet	5 pcs / sac de pe, 50 sacs / CTN ou que votre exigence
Certificat	CE / ISO13485 / FDA

La description:

- 1.Light et respirante pour le corps.
- sentiment de main 2.soft et confortable.
- 3.No stimulus à la peau.
- 4.Providing barrières fiables à la vapeur d'eau ou de sang de l'eau et d'autres liquides.
- 5.It peut prévenir la pollution et la surface de ces vêtements sans taches.
- 6.Materials ou d'autres caractéristiques selon l'exigence des clients.

Application:

tissé blouse PP non jetable peut être utilisé à l'hôpital, laboratoire, activités de plein air antivirus, électronique fabrique, importe où besoin de protection. Prévenir et isoler la poussière, particules, l'alcool, le sang, les bactéries et les virus envahissant.

Il peut également être utilisé comme une visite protection.Prevent pour traverser l'infection dans le traitement médical au domaine de l'assainissement. Économique et jetable. Selon la norme hygiénique.

Des photos:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

