

Introduction de la couleur rouge casquette de non-tissé clip:

La couleur rouge clip non-tissé chapeau, élastiques casquettes de broussailles chirurgicales sont faites de matériaux en polypropylène, automatique faite par la liaison thermique à haute température la technologie, peut être divisé en simple élastique et doubles modèles élastiques.

Avantages du produit:

1. Bonne protection, poids léger, sans latex.
2. Utilisez la liaison thermique à haute température technologie, confortable à porter.
3. Toutes les couleurs peuvent être disponibles.
4. Utiliser un matériau respectueux de l'environnement, aucun mal au corps humain et l'environnement naturel.

Application des élastiques bouchons de lavage chirurgical:

Largement utilisé dans l'usine de nourriture, restaurant, et un atelier sans poussière.

Caractéristiques:

Matériel	le polypropylène, le non-tissé pp
Poids	PP 10g
style	Elastic (sans latex), le style élastique unique
Taille	19 "
Couleur	rouge, rose, bleu, blanc, vert, jaune, orange, violet, (toutes les couleurs peuvent être disponibles)
Emballage	100pcs / bag, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn
conception d'emballage	Toutes les impressions de la boîte et l'emballage intérieur peut être aussi votre conception
taille de carton	58x25x27cm
Applications	Hôpital du personnel et des patients médicaux cliniques. sans poussière atelier , laboratoire, industrie alimentaire, électronique fabrique et ainsi de suite
MOQ	100.000 PCS

Emballage d'informations:

- 100 pcs / sac, 20 sacs / CTN, taille de carton: 58x25x27cm
1 * 20 container peut charger 715ctns, 1430,000pcs totales.
1 * 40 container peut charger 1737ctns, 3474,000pcs totales.

Photos de bouchon non-tissé chirurgical:



