

## Product details

### Caractéristiques de rouge personnalisés enfants salopettes jetables:

1. Léger, respirant; Matériau souple et respectueux de l'environnement
2. Durable et confortable; Pas d'odeur, pas de stimulation
3. utiliser largement pour l'usine alimentaire, atelier dustless, clinique, l'industrie de la protection
4. Poids léger. Imperméable, respirante en option. Non antistatique ou antistatique facultatif.

### Emballage des rouges personnalisés enfants de combinaisons jetables:

Emballage: 5 pcs / sac, 50 pcs / ag ou 1 pcs / sac, 50 pcs / ctn

Votre logo de l'entreprise peut être imprimé sur le sac intérieur et cartons.

### tableau des Tailles:

| ORDINAIRE TABLEAU DES TAILLES<br>(Bienvenue tailles personnalisées) |     |     |     |     |     |      |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|   | S   | M   | L   | XL  | XXL | XXXL |
| LA TAILLE   | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185  |
| POITRINE  | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145  |
| ± 2cm tolérance sur la taille                                       |     |     |     |     |     |      |

### Styles Overall:

Style A: collier, manchette élastique / cheville

Style B: collier, manchette ouverte / cheville

Style de C (style classique): capot, manchette élastique / cheville

Style de D: capot, couvercle de coffre, manchette élastique / cheville

Style de E: Col, capot, couvercle de coffre, brassard ouvert

### Spécification des rouges personnalisés enfants de combinaisons jetables

|          |   |
|----------|---|
| prénom   | rouges personnalisés enfants de combinaisons jetables, la meilleure plante pour les enfants jetables salopettes, enfants salopettes rouges jetables |
| matériel | PP ou PP / PE, SMS, SMMS, microporeux,  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| style                  | Avec / sans capuchon, avec / sans élastique à la taille, avec / sans démarrage peut être disponible. |
| taille                 | S-6XL  |
| Couleur                | rouge, etc.  |
| emballage              | 5pcs / boîte, 10 sacs / ctn  |
| conception d'emballage | toutes les impressions de la boîte et l'emballage intérieur peut être aussi votre conception         |
| MOQ                    | 5000 pcs   |
| Échantillon            | peuvent être fournis gratuitement pour votre contrôle de la qualité dans les 3 jours                 |
| Manière de paiement    | T / T, PayPal, Western union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,   |
| Temps de livraison     | Capacité: 10,000pcs / jour, 1 * 40HQ peut être fini dans les 10-15 jours;                            |
| FOB port               | Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou  |

### **Application des rouges personnalisés enfants de combinaisons jetables**

- Construction Construction, hôpital.
- Fiber Exposition et produits en fibre de verre de fabrication
- fabrication -Pharmaceutical
- Peinture Et la pulvérisation atelier
- Ensemble -Electronic et isolation pose
- Mining, Le bois et la transformation des métaux
- Motor Bâtiment du véhicule et bateau
- Agriculture Et les services vétérinaires
- Amiante retrait, le décapage, et clair-up ou de la manipulation

**Product display**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL






Orient Honest  
RELIABLE. AFFORDABLE. HONEST.

XLXL  
CE

## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

Q: 1. Les vous un fabricant ou une société de négoce, et quand a été votre société établie?

A: Oui, nous sommes directement fabricant, notre usine a été créé en 2003, nous avons notre propre société de droits exportés en 2013.

Q: 2. Quel est le chiffre d'affaires annuel pour votre entreprise?

R: Normalement, il est d'environ USD18 millions-20 millions, il est encore dans la culture.

Q: 3. Ne votre entreprise at-elle un système de gestion de la qualité telles que ISO, EN ou certificat (s) de la CE?

R: Oui, nous avons CE, ISO13485, FDA. REACH et rapport NELSON.

Q: 4. Can je reçois les échantillons gratuits pour la vérification de la qualité? Combien de temps puis-je obtenir?

R: Oui, nos échantillons peuvent être fournis gratuitement dans les 3-7 jours.

