

## Introduction de bonnets chirurgicaux:

bonnets chirurgicaux fabriqués à partir de SBPP matériau non tissé, Dans la norme du CE et ISO13485.

caps mob médicaux ont également appelé pince jetable ou capuchon à bande, sont réalisés en matériau non tissé PP

et la bande élastique plissée ronde, cette conception a amplement d'espace pour les cheveux longs. Il peut empêcher les poils

puis à la baisse pour éviter des problèmes possibles.

## Les avantages de bonnets chirurgicaux:

1. Différentes tailles et couleurs disponibles.
2. Respirant, non absorbants, durabilité
3. Avec simple ou double élastique disponible, dans la forme plissée ou un clip avec des couleurs différentes disponibles.
4. efficacité de filtration des bactéries (BFE) a atteint 99,1%. Ce taux est beaucoup plus élevé que la norme normale de 97%.
5. Des échantillons gratuits et de personnalisation disponibles
6. bouchon en forme de pince avant déplié.

## Spécifications de bonnets chirurgicaux:

Matériel	PP non tissé
Poids	10-30g
style	style unique élastique élastique, ou double
Taille	18 " ou 19 ", 21 ", 24"28 "
Couleur	vert, ou blanc,bleu, rose, jaune, rose, orange, pourpre, rouge (toutes les couleurs peuvent être disponibles)
emballage	100pcs / bag, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn
conception d'emballage	Toutes les impressions de la boîte et l'emballage intérieur peut être aussi votre conception

la taille de l'emballage	58x25x27cm
Applications	hôpital du personnel et des patients médicaux cliniques. sans poussière atelier , laboratoire, industrie alimentaire, électronique fabrique et ainsi de suite
MOQ	100.000 PCS

### Détails Image de bonnets chirurgicaux:



