

## Product details

### Présentation du meilleur fabricant Chine peintre jetable coverall

1. Matériaux: Fabriqué à partir de tissus non tissés
2. Style: avec capuche, deux voies à glissière avant, poignets et chevilles élastiques, élastique à la taille
3. Caractère: Unique conception monobloc qui couvrent tout le corps, la commodité et facile à porter et à l'extérieur
4. Tailles: S-6XL
5. Couleur: blanc
6. Paquet: 1pc / polybag, 25pcs / ctn, 5pcs / polybag, 25pcs / ctn  
1pcs / polybag, 50pcs / ctn, 10pcs / polybag, 100pcs / ctn.

### Spécifications du meilleur fabricant Chine peintre jetable coverall

prénom	le meilleur fabricant Chine peintre jetable coverall, une fois salopettes utilisation vente chaude peintre, usine pas cher en gros peintres blouse blanche
Taille	S: 96 * 124cm M: 100 * 130cm L: 107 * 136cm XL: 110 * 140cm XXL: 114 * 144cm
Matériaux	PP45g
style	avec capuche, deux voies à glissière avant, poignets et chevilles élastiques, élastique à la taille
MOQ	5,000PCS
Couleur	blanc
Usage	Pour la sécurité médicale de protection, atelier aseptique, isolement protecteur, l'électronique d'exploitation minière usine, aliments à la ferme de l'usine d'élevage biohazard et ainsi de suite.
Emballage	1pc / polybag, 25pcs / ctn, 5pcs / polybag, 25pcs / ctn 1pcs / polybag, 50pcs / ctn, 10pcs / polybag, 100pcs / ctn
Temps de livraison	1 * conteneur 40HQ peut être terminé dans 15-20days.
Caractéristiques	Usage protecteur de sécurité, poids léger, pratique, flexible, économique, souple.
Paiement Way	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Certificats	ISO13485. CE, FDA

### Notre service:

- 1, échantillon gratuit.
- 2, petit ordre acceptable;
- 3, les termes disponibles L / C, T / T, D / P;
4. FOB, CNF, CIF, EXW disponibles;

- 5, prix concurrentiel et stable parce que nous sommes usine.
- 6, les produits qualifiés. 3e inspection des produits de la pièce est acceptable.
- 7, le service d'OEM. Plus d'options sur le matériel, le motif, la taille et l'emballage;
- 8, livraison opportune. Le meilleur temps de plomb est 25-30 jour pour un récipient 40HQ.
- 9, service export professionnel. Documentation, dédouanement, transport maritime, tout en un.
- 10, bon service après-vente. Nous prenons les plaintes des soins que nous aimerions être votre fournisseur à long terme!

## Product display





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

Q: 1. Les vous un fabricant ou une société de négoce, et quand a été votre société établie?

A: Oui, nous sommes directement fabricant, notre usine a été créé en 2003, nous avons notre propre société de droits exportés en 2013.

Q: 2. Quel est le chiffre d'affaires annuel pour votre entreprise?

R: Normalement, il est d'environ USD18 millions-20 millions, il est encore dans la culture.

Q: 3. Ne votre entreprise at-elle un système de gestion de la qualité telles que ISO, EN ou certificat (s) de la CE?

R: Oui, nous avons CE, ISO13485, FDA. REACH et rapport NELSON.

Q: 4. Can je reçois les échantillons gratuits pour la vérification de la qualité? Combien de temps puis-je obtenir?

R: Oui, nos échantillons peuvent être fournis gratuitement dans les 3-7 jours.

## The happy time with customers

