

L'introduction de la chirurgie renforcée blouse d'hôpital stérile:

1. Prévenir la propagation des fluides corporels et le contenu des éclaboussures de sang et d'isoler la poussière, particules, alcool,
le sang, les bactéries et les virus envahissant.
2. Parfait pour les opérations avec de grandes quantités de fluides. Pour empêcher un transfert de infectieux à partir
ou le personnel à la plaie ou vice versa par contact direct.
le style 3.Long, avec de bonnes fonctions de protection.


Spécification de la chirurgie renforcée blouse d'hôpital stérile

prénom	la meilleure usine chinoise pour la chirurgie jetable blouse d'hôpital stérile renforcé
Matériel	SMS45g
style	, Style standard stérile, Attachez sur le col, les liens sur la taille, poignets élastiques
Taille	S (110 * 130cm), M (115 * 137cm), L (120 * 140cm), XL (125 * 150cm), 2XL (130 * 150cm) ou d'autres tailles personnalisées
Grammage	45g
Couleur	vert.
Emballage	stérile, 1pcs / bag, 50pcs / ctn
chargement de conteneurs	20'FCL: 680CTNS, 40'HQ: 1700CTNS
MOQ	5000 PCS
Livraison	Un conteneur 40HQ peut être terminé dans 15-25days
boutique	Magasin dans un endroit sec, l'humidité en dessous de 80%, ventilé, gaz non corrosif entrepôt

Photos de la chirurgie renforcée blouse d'hôpital stérile:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





Nos avantages:

- 1. 260 travailleurs, 25000 poussière d'atelier gratuit,
- 2. 12 ans d'expérience, ISO, CE & FDA certifié,
- 3. One heure à atteindre le port de Wuhan,
- 4. Free échantillons et réponse rapide,

Bienvenue écrivez-moi ou appelez-moi directement, nous allons parler plus.

Coordonnées:

Service VIP

Remey Chi

Mobile: 0086-15623307739

Tel: 0086-27 8782 9195

Email: sales04@orienthonest.com

Skype: orienthonest04