

Product details

Les détails de film PE jetable renforcé blouse chirurgicale:

Conformes tissu à **EN13795** normes, robe chirurgicale est produite dans un **la poussière salle blanche libre**, Qui garantissent une bonne qualité. La stérilisation peut être fournir par nous ou stérile dans votre local. certificats ISO13485 et CE sont disponibles, contactez-nous pour plus d'informations!

Un des éléments d'emballage:

La description	Quantité	spécification
casaque chirurgicale	1	M-XL
Essuie-mains	2	30 * 40cm
Sac de stérilisation (sac de papier-plastique)	1	26 * 36cm
Emballage	1	60 * 60cm

Tableau des tailles :

M	120 * 140cm
L	125 * 145cm
XL	130 * 150cm
XXL	135 * 155cm

Caractéristiques:

matériau 1.SMMS:, Imperméable à l'eau, une bonne résistance à la traction, confortable sans peluches, "Trois défenses"

(Anti-alcool imperméable et anti-éclaboussures de sang)

blouse chirurgicale 2.Disposable principalement pour le médecin pour le fonctionnement, également disponible à utiliser dans l'isolement

Les médecins et les visiteurs de chambre.

Photo de film PE jetable renforcé blouse chirurgicale:





Nos avantages:

- 1. 260 travailleurs, 25000 poussière □ atelier gratuit,
- 2. 12 ans d'expérience, ISO, CE & amp; FDA certifié,
- 3. One heure à atteindre le port de Wuhan,
- 4. Free échantillons et réponse rapide,

Voilà comment nous gardons une bonne qualité et une coopération fiable pour les clients d'une valeur mondiale.

Bienvenue à me contacter et appelez-moi que les informations ci-dessous:

Service VIP

Remey Chi

Mobile: 0086-15623307739

Tel: 0086-27 8782 9195

Email: sales04@orienthonest.com

Skype: orienthonest04