

## Produits avantages:

1. Bonne protection, léger, sans latex.
2. Utiliser la technologie de couture, un port confortable.
3. Couleurs disponibles: blanc, bleu, vert, jaune, rouge
4. Taille standard: 20 \* 40cm, 20 \* 44cm, 20 \* 60cm
5. attache élastique à la fois fin pour donner un bon ajustement sur le bras

## Les indications:

- Largement utilisé dans l'hôpital, usine d'aliments et de l'atelier sans poussière
- Adapté à la transformation des aliments, la fabrication, la construction et les applications hygiéniques et amp; utilisation quotidienne

## Caractéristiques:

Matériel	PE plastique
Poids	35g
style	avec le style de manchette élastique
Taille	20 * 40cm, 20 * 44cm, 20 * 60cm
Couleur	blanc, vert, bleu, jaune, rouge
Applications	largement utilisé à l'hôpital, l'usine alimentaire et atelier sans poussière
emballage	100pcs / bag, 10bags / ctn
conception d'emballage	toutes les impressions de la boîte et l'emballage intérieur peut être aussi votre conception
la taille de l'emballage	40 * 20 * 32cm
MOQ	5000 PCS

## Des images de PE jaune manchon élastique couvre:



