

## Product details

### chimiques gros manteaux de laboratoire résistant

1. Matériel de SMS; 55g grammages ou 20-60gsm.
2. Simple ou double col v ou col tricoté; tricot brassard ouvert élastique / /;
3. boucles et crochets ou des boutons ou fermeture éclair sur le devant; Avec ou sans poches
4. Toute taille et couleurs sont disponibles.
5. Bonne barrière au fluide et perméable à l'air, OEM conception d'emballage, le service dans les 24 heures.

### Caractéristiques chimiques de gros manteaux de laboratoire résistant

1. Il est fait à partir de matériaux de SMS hydrophobe, sans latex; résistant à l'abrasion; faiblement pelucheux; avec un niveau élevé de répulsion fluide; une bonne barrière au sang, les liquides organiques et agents pathogènes.
2. effets anti-bactériens Grand, qui protègent les travailleurs contre l'exposition à divers les particules de polluants et les insecticides, etc.
3. imperméable à l'eau, une bonne résistance à la traction non pelucheux, confortable, respirante. Excellente à dissiper la chaleur du corps, antistatique, contre les éclaboussures de liquide

### Spécifications de produits chimiques de gros manteaux de laboratoire résistant

prénom	résistant aux produits chimiques de gros manteaux de laboratoire, la meilleure couche résistante de laboratoire uniforme fournisseur de produits chimiques, blouse de laboratoire uniforme résistant mieux chimique du fournisseur
matériel	SMS ou SMMS, microporeux,PP, PP / PE,
style	Avec / sans poche, simple double col / / tricot, fermeture éclair / bouton / crochet et boucle sur le devant, tricot élastique / brassard / ouvert peut être disponible
Taille	S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Couleur	bleu, ou Blanc, vert, jaune, rose, rouge, gris, noir, etc.
emballage	Non stériles: 5pcs / bag, 10 sacs / ctnor; Stérile: 1pcs / bag, 50pcs / ctn
conception d'emballage	Toutes les impressions de la boîte et l'emballage intérieur peut être aussi votre conception
MOQ	5000 pcs

Échantillon	Peut être fourni gratuitement pour votre contrôle de la qualité dans les 3 jours
Manière de paiement	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Temps de livraison	Capacité: 10,000pcs / jour, 1 * 40HQ peut être fini dans les 10-15 jours;
FOB port	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

## Product display





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

**Q: 1. Les vous un fabricant ou une société de négoce, et quand a été votre société établie?**

A: Oui, nous sommes directement fabricant, notre usine a été créé en 2003, nous avons notre propre société de droits exportés en 2013.

**Q: 2. Quel est le chiffre d'affaires annuel pour votre entreprise?**

R: Normalement, il est d'environ USD18 millions-20 millions, il est encore dans la culture.

**Q: 3. Ne votre entreprise at-elle un système de gestion de la qualité telles que ISO, EN ou certificat (s) de la CE?**

R: Oui, nous avons CE, ISO13485, FDA. REACH et rapport NELSON.

**Q: 4. Can je reçois les échantillons gratuits pour la vérification de la qualité? Combien de temps puis-je obtenir?**

R: Oui, nos échantillons peuvent être fournis gratuitement dans les 3-7 jours.

## The happy time with customers

