

Product details

Description de la sécurité grossiste combinaison de vêtements rouge

Type de tissu: Polypropylene,

gramme de tissu: 30GSM, etc

Taille: taille régulière, S, M, L, X-Large, 2X-Large, 3X-Large, 4X-Larges

Couleur: Rouge, etc

Paquet: 10 chacun par polybag, 5 polybags par caisse

1 chacun par polybag, 50 polybags par cas

Remarque: poids spécial de tissu, tailles, couleurs et emballages disponibles sur demande

Applications de sécurité grossiste combinaisons de vêtements rouge

-Construction Construction, hôpital.

-Fiber Exposition et produits en fibre de verre de fabrication

fabrication -Pharmaceutical

-Peinture Et la pulvérisation atelier

Ensemble -Electronic et isolation pose

-Mining, Le bois et la transformation des métaux

-Motor Bâtiment du véhicule et bateau

-Agriculture Et les services vétérinaires

Amiante retrait, le décapage, et clair-up ou de la manipulation

Politique de l'échantillon

1. Echantillon selon votre schéma de conception. Temps d'échantillonnage: 3-5days.

2. Créez votre propre échantillon, puis le refaire.

3. Les échantillons existants de temps d'échantillonnage: 1jour

4. Faire la production de masse après avoir confirmé l'échantillon.

Contrôle de qualité

1. Nous ne commencerons pas à faire les produits jusqu'à ce que vous confirmez l'échantillon.

2. L'emballage sera résistant à l'eau, résistant à l'humidité et étanche

Spécification de la sécurité grossiste combinaison de vêtements rouge

prénom

sécurité grossiste combinaisons de vêtements rouge, sécurité à usage uniforme de travail, le fournisseur de vêtements de travail de sécurité en polypropylène

Matériel


PP ou PP / PE, SMS, SMMS, microporeux,

style	Avec / sans capuchon, avec / sans élastique à la taille, avec / sans démarrage peut être disponible.
Taille	S-6XL
Couleur	rouge, etc.
emballage	5pcs / boîte, 10 sacs / ctn
conception d'emballage	toutes les impressions de la boîte et l'emballage intérieur peut être aussi votre conception
MOQ	5000 pcs
Échantillon	peuvent être fournis gratuitement pour votre contrôle de la qualité dans les 3 jours
Manière de paiement	T / T, PayPal, Western union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Temps de livraison	Capacité: 10,000pcs / jour, 1 * 40HQ peut être fini dans les 10-15 jours;
FOB port	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTEREST OPICAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Les vous un fabricant ou une société de négoce, et quand a été votre société établie?

A: Oui, nous sommes directement fabricant, notre usine a été créé en 2003, nous avons notre propre société de droits exportés en 2013.

Q: 2. Quel est le chiffre d'affaires annuel pour votre entreprise?

R: Normalement, il est d'environ USD18 millions-20 millions, il est encore dans la culture.

Q: 3. Ne votre entreprise at-elle un système de gestion de la qualité telles que ISO, EN ou certificat (s) de la CE?

R: Oui, nous avons CE, ISO13485, FDA. REACH et rapport NELSON.

Q: 4. Can je reçois les échantillons gratuits pour la vérification de la qualité? Combien de temps puis-je obtenir?

R: Oui, nos échantillons peuvent être fournis gratuitement dans les 3-7 jours.

The happy time with customers

