Product details

L'introduction de pp jaune robe d'isolement

pp fournisseur robe d'isolement jaune, blouse chirurgicale pp pour le médecin, pas cher médicaux jetables robes en matériau polypropylène hydrophobe, comprennent PP, PP + PE, SMS, microporeux, La -TEX libre; résistant à l'abrasion; faiblement pelucheux; avec un haut niveau d'imperméabilité fluide.

Spécification des pp jaune robe d'isolement

matériel	PP non tissé
Grammage	20g ou 15-65gsm
couleur	Jaune, nous pouvons également faire blanc, vert, bleu, rose, rouge, gris, noir, etc.
Taille	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
style	Attachez le / Velcro sur le cou, manchette élastique / tricoté, standard ou renforcé
Emballage	, 10 pcs / sac stérile non, 10 sacs / ctn. 1 pièce / sac stérile, stérile, 100 pcs / ctn
conception d'emballage	Toutes les impressions de la boîte et l'emballage intérieur peut être aussi votre conception
taille de carton	58X28X48 cm
Applications	Hôpital du personnel et des patients médicaux cliniques. sans poussière atelier, laboratoire, industrie alimentaire, électronique fabrique et ainsi de suite

Product display





Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, échantillon gratuit.
- 2, petit ordre acceptable;
- 3, les termes disponibles L / C, T / T, D / P;
- 4. FOB, CNF, CIF, EXW disponibles;
- 5, prix concurrentiel et stable parce que nous sommes usine.
- 6, les produits qualifiés. 3e inspection des produits de la pièce est acceptable.
- 7, le service d'OEM. Plus d'options sur le matériel, le motif, la taille et l'emballage;
- 8, livraison opportune. Le meilleur temps de plomb est 25-30 jour pour un récipient 40HQ.
- 9, service export professionnel. Documentation, dédouanement, transport maritime, tout en un.
- 10, bon service après-vente. Nous prenons les plaintes des soins que nous aimerions être votre fournisseur à long terme!