

Kemasan masker wajah dengan logo:

Spesifikasi	Kemasan normal	Ukuran karton	1 * 40 HQ Container dapat menampung (pcs)
17.5 * 9.5cm, 3-ply, 18 + 20 + 20g	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 pcs.
17.5 * 9.5cm, 3-ply, 25 + 25 + 25g	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	51 * 37 * 30 cm	2.400.000 pcs.

[Keterangan: Semua dapat disesuaikan khusus sesuai dengan kebutuhan Anda yang sebenarnya](#)


Spesifikasi masker wajah dengan logo:

Asal	Xiantao, Hubei, Cina
Bahan	PP Non Woven + Filter + PP Non Woven (resistensi sangat rendah untuk bernafas, bebas dari bau asing, tanpa perasaan merangsang)
Bobot	15 + 20 + 25g / 20 + 20 + 25g / 20 + 25 + 25g (nyaman, tanpa serat kaca, gratis.)
Gaya	Elastis Ear-Loop / Tie On (GRATIS LATEX)
Ukuran	17.5x9.5cm (dewasa) / 14.5x9.5cm (anak-anak) / 12x7cm (bayi)
Warna	putih, hijau, biru, pink, kuning, pink, oranye, ungu, merah (semua warna bisa tersedia)
Desain pengepakan	Semua kotak batin dan pencetakan karton dapat seperti desain Anda
Ukuran karton	52x38x30cm / 52x19x42cm.
Aplikasi	Rumah sakit, laboratorium, industri makanan, bengkel bebas debu, manufaktur elektronik dan sebagainya

Detail Gambar Masker Wajah dengan Logo:







 **orient Honest**
MEDICAL INTERNATIONAL

