

Semua handuk kapas terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan superior:

1. Size: 20 x 20 cm setiap bagian atau disesuaikan
2. Terbuat dari bahan katun, lembut dan nyaman, bersih dan sanitasi.
3. Nyaman dan ringan, mudah dilakukan.
4. Bisa basah dan kering, sangat bagus untuk kulit yang rapuh atau sensitif
5. Penyerapan air yang luar biasa, ramah kulit dan nyaman.
6. Jaringan katun, bukan handuk wajah dan akan jauh lebih bersih untuk mengeringkan wajah Anda setelah dicuci.

Spesifikasi dari. 100% katun alami handuk wajah sekali pakai

Nama	100% katun alami handuk wajah sekali pakai
Bahan	100% Katun; Spunlace Nonwoven
Gaya	Pola polos, mesh, mutiara dan kustomisasi tersedia
Ukuran	15 * 20cm, 20 * 20cm, atau ukuran lain dapat disesuaikan
Warna	putih
Pengepakan	1Roll / tas portabel;100 pcs / pack, dapat disesuaikan
Kardus	Semua tas dalam dan pencetakan karton dapat seperti desain Anda
Ukuran karton	52x38x30cm / 52x19x30cm.
Aplikasi	Perawatan pribadi, penghapusan rias, pembersihan rumah, penggunaan perjalanan, berkemah, kegiatan luar ruangan yang serupa dan acara-acara bisnis.
MOQ.	1000 bags.
Sampel	Dapat dipasok gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam waktu 3 hari kerja
Cara pembayaran	T / T, Paypal, Westunion, L / C, D / A, D / P, Escrow
Waktu pengiriman	sewaktu Anda
FOB Port.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

Dry & wet

SKIN FRIENDLY FACIAL TOWEL

Healthier & Better

Cotton
Soft Tissue





Point-breaking cut design,the length
can be extracted at will



Nature cotton fiber is processed,sterilized
and combed into cotton towel with higher
toughness and cheaning ability



No fluorecent agent,safe and soft
for sensitive skin



3D pearl grain surface,more thicker and
tougher,higher cleaning ability,reusable





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Makeup removal



Baby care

Dry wet dual purpose



Wetting your skin



