

properti Handuk sekali pakai untuk salon kecantikan

Semua handuk kapas terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan yang unggul:

1. Size: 20 x 20 cm setiap bagian atau disesuaikan
2. Terbuat dari bahan katun, lembut dan nyaman, bersih dan sanitasi.
3. Nyaman dan ringan, mudah dilakukan.
4. bisa basah dan kering, sangat bagus untuk kulit yang rapuh atau sensitif
5. Penyerapan air yang besar, ramah kulit dan nyaman.
6. Tisu katun bukannya handuk wajah dan akan lebih bersih untuk mengeringkan wajah Anda Setelah mencuci.

Spesifikasi Handuk sekali pakai untuk salon kecantikan

Nama	Sekali pakai Handuk untuk salon kecantikan
Material	100% Katun; Spunlace Nonwoven
Gaya	polos, mesh, pola mutiara dan kustomisasi tersedia
Ukuran	15 * 20cm, 20 * 20cm, atau ukuran lain dapat disesuaikan
Warna	Putih
Packing	1roll / portable bag;100 pcs / pack, dapat disesuaikan
Kotak karton	Semua tas dalam dan pencetakan karton dapat seperti desain Anda
Ukuran Karton	52x38x30cm / 52x19x30cm
Aplikasi	Perawatan pribadi, penghapusan makeup, pembersihan rumah, penggunaan perjalanan, berkemah, kegiatan luar biasa dan acara bisnis.
MOQ	1000 bags
Sampel	dapat disediakan gratis untuk memeriksa kualitas Anda dalam waktu 3 hari kerja dalam waktu 3 hari kerja
Pembayaran cara	T / T, paypal, westunion, l / c, d / a, d / a P, escrow.
Waktu pengiriman	Saat Anda kuantitas
FOB Port	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Gambar Handuk sekali pakai untuk salon kecantikan







Hospital Grade Quality for Your Home

- Non Moistened – Just Add Water
- Fragrance Free, Chemical Free, Additive Free
- Ultra Soft Spun Fabric – Softer than Reusable Cloths
- Unscented – Fragrance and Scent Free
- Disposable - Single Use Cloths
- Non Flushable
- Safe on All Skin Types
- Never Dries Out

