

properti Roll handuk kapas sekali pakai

Semua handuk kapas terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan yang unggul:

1. Size: 20 x 20 cm setiap bagian atau disesuaikan
2. Terbuat dari bahan katun, lembut dan nyaman, bersih dan sanitasi.
3. Nyaman dan ringan, mudah dilakukan.
4. bisa basah dan kering, sangat bagus untuk kulit yang rapuh atau sensitif
5. Penyerapan air yang besar, ramah kulit dan nyaman.
6. Tisu katun bukannya handuk wajah dan akan lebih bersih untuk mengeringkan wajah Anda Setelah mencuci.

Spesifikasi Roll handuk kapas sekali pakai

Nama	Sekali pakai roll handuk kapas kapas
Material	100% Katun; Spunlace Nonwoven
Gaya	polos, mesh, pola mutiara dan kustomisasi tersedia
Ukuran	15 * 20cm, 20 * 20cm, atau ukuran lain dapat disesuaikan
Warna	Putih
Packing	1roll / portable bag;100 pcs / pack, dapat disesuaikan
Kotak karton	Semua tas dalam dan pencetakan karton dapat seperti desain Anda
Ukuran Karton	52x38x30cm / 52x19x30cm
Aplikasi	Perawatan pribadi, penghapusan makeup, pembersihan rumah, penggunaan perjalanan, berkemah, kegiatan luar biasa dan acara bisnis.
MOQ	1000 bags
Sampel	dapat disediakan gratis untuk memeriksa kualitas Anda dalam waktu 3 hari kerja dalam waktu 3 hari kerja
Pembayaran cara	T / T, paypal, westunion, l / c, d / a, d / a P, escrow.
Waktu pengiriman	Saat Anda kuantitas
FOB Port	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Gambar Roll handuk kapas sekali pakai







orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



