

3 lapis wajah bedah masker, anti-virus pernapasan masker, sekali pakai wajah gigi masker

Parameter dari 3 lapis wajah bedah masker

- 1) Bahan: PP non woven + kertas filtrasi tinggi + PP non woven
- 2) Telinga lingkaran: dasi atau lingkaran telinga elastis
- 3) Hidung bar: plastik atau logam, fleksibel, pas tetap
- 4) Ukuran: 17,5 * 9,5 cm, satu ukuran cocok untuk semua.
- 5) Warna: Putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon / Capri biru / merah anggur / kembali

Kemasan pernapasan topeng

Spesifikasi	packing yang normal	Ukuran karton	1 * 40 HQ kontainer dapat menahan (Pcs)
17,5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 Pcs
17,5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs
Catatan: semua bisa menjadi istimewa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang sebenarnya			

keuntungan kami

- 1) Kami adalah produsen untuk masker wajah gigi dengan sejarah 12 tahun, memiliki keuntungan besar dalam harga dan teknologi;
- 2) Kuat daya produksi: 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari;
- 3) tim penjualan Menjanjikan: layanan dalam 24 jam;
- 4) Sampel gratis, sampel dapat selesai dalam 3 hari;
- 5) asuransi berkualitas tinggi: ISO9001, ISO13485, CE sertifikat, FDA Terdaftar.

Gambar 3 lapis wajah bedah masker

