

### 3 plys kustom masker bedah, 99% filtrasi dokter gigi masker wajah, lateks masker gratis untuk layanan makanan

#### Deskripsi masker khusus bedah

- 1) The lipit 3-ply memberikan perlindungan yang baik dan tahan cairan;
- 2) Ini adalah 100% latex-free dan fiberglass gratis, dan semua bahan yang non-iritan dan tidak berbau;
- 3) kali lipat dalam bentuk topeng bentuk kerucut yang lebih baik untuk perlindungan yang maksimal;
- 4) Tersedia dalam warna populer, kita memiliki 11 warna sekarang;
- 5) PFE 0,1 mikron & gt; 99% dan BFE 3 mikron & gt; 99%;
- 6) Perlawanan Fluid, mmHg: 80;
- 7) Ini adalah garis pertahanan pertama dalam bio-darurat atau pandemi.

#### Penerapan dokter gigi masker

- 1) Untuk rumah sakit klinik medis dan pasien, debu bengkel gratis, pabrik makanan.
- 2) Untuk mencegah penyebaran cairan tubuh dan konten percikan darah.

#### Kemasan dari masker untuk pelayanan makanan

Spesifikasi	packing yang normal	Ukuran karton	1 * 40 HQ kontainer dapat menahan (Pcs)
17,5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 Pcs
17,5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs
Catatan: semua bisa menjadi istimewa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang sebenarnya			

#### Gambar masker khusus bedah



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

