

Product details

Bahan masker medis lucu

- 1) 3layers: non woven spunbond + mencair ditiup kertas filter + spunbond nonwoven
- 2) Kain memiliki ketahanan cairan maksimum dan perlindungan terhadap cairan tubuh
- 3) Bakteri Filtrasi Efisiensi: 99,7%, Partikel Filtrasi Efisiensi: 98,5%,
Ukuran partikel: 0,1 m

Kinerja anak-anak menghadapi topeng

- 1) las Ultra-sonic memastikan terkuat masker dibangun, menghilangkan lubang dan cacat
- 2) Adjustable Hidung Sepotong untuk lebih cocok, sangat nyaman dipakai

Istilah perdagangan kustom dicetak masker bedah

MOQ	500.000 pcs
Syarat pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
kemampuan pasokan	1.000.000 pcs / hari
waktu pengiriman	Menurut kuantitas
rincian Packing	50 pcs / box, 2.000 pcs / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda

Product display




Orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





The regular shipment way

