

## **3ply pakai bedah masker wajah, wajah antibakteri masker 17,5 \* 9.5cm, PP nonwoven lunak anti-bau masker**

### **Indikasi 3ply pakai masker bedah**

- 1) steril masker adalah untuk rumah sakit, klinik, tenaga medis dan pasien;
- 2) Non-steril masker dapat digunakan untuk lokakarya bebas debu, pabrik makanan dan sebagainya.

### **Spesifikasi antibakteri masker**

Bahan	PP non woven + kertas filtrasi tinggi + PP non woven
berat kain	Bisa sebagai permintaan Anda
telinga lingkaran	Dasi atau lingkaran telinga
Ukuran	17,5 * 9.5cm, atau sebagai kebutuhan Anda
Warna	putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon / Capri biru / merah anggur / hitam
Pengepakan	50 pcs / box, 2.000 pcs / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
desain kemasan	semua kotak batin dan pencetakan karton luar dapat sebagai desain Anda
Aplikasi	rumah sakit, laboratorium, industri makanan, lokakarya bebas debu, elektronik manufaktur dan sebagainya

### **Kemasan anti-bau masker**

50pcs / box, 40boxes / ctn, 52x19x42cm;  
1 \* 20 GP kontainer dapat menahan 1.400.000 Pcs masker, 700 CTNs;  
kontainer 1 \* 40 HC dapat menahan 3.450.000 Pcs topeng, 1725 CTNs.  
Atau sebagai kebutuhan Anda.

### **Gambar 3ply pakai masker bedah**

