

## >4ply KF94 Wajah Masker Hitam dan Putih> untuk orang dewasa >

**semua topeng terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan unggul:**

- Bahan non-linting halus dan nyaman untuk menghilangkan iritasi kulit
- Lapisan konstruksi yang sangat bernafas tetap dingin, bahkan selama kasus panjang
- Earloop super lembut membuat pemakaian nyaman untuk waktu yang lama

## >4ply KF94 Wajah Masker Hitam dan Putih> untuk orang dewasa

>

### **Kain material**

layer 1: Pp non anyaman (pencetakan khusus)

Layer 2: Kertas Filtrasi Tinggi

Lapisan 3: kertas filtrasi tinggi

layer4: pp non anyaman

### **Gaya**

4ply, dengan loop telinga bulat

### **Dimensi s ize**

20\*8 cm

### **fabric w delapan**

30 GSM + 25GSM + 25GSM+25gsm, c ould be sebagai permintaan Anda

### **Color**

Topeng Berwarna -warni

### **sertifikat**

ce, iso13485, fda

### **MOQ:**

20000pcs

### **Packing Design**

bisa sebagai desain Anda

### **packing**

50 pcs/box, 2000 PCs/ctn, atau sebagai kebutuhan Anda

**Kemampuan**

1 juta pcs per hari

**Waktu pengiriman**

7-30 hari

**Aplikasi**

rumah sakit, Laboratory, klinik, industri makanan, Lokakarya Bebas Debu

>

>

[gambar dari > >4ply KF94 Face Mask](#)

 orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

