

Penerapan operasi topeng

1. Untuk klinis rumah sakit medis dan pasien, debu bengkel gratis, pabrik makanan.
2. To mencegah penyebaran cairan tubuh dan konten percikan darah.

Parameter bedah masker sekali pakai

- 1) Bahan: PP non woven + kertas filtrasi tinggi + PP non woven
- 2) Warna: Putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon / Capri biru / merah anggur
- 3) Ear Loop: dasi atau elastis bedah sekali pakai masker
- 4) Ukuran: 17,5 * 9,5 cm untuk dewasa; 14,5 * 9,5 untuk anak-anak; 12,5 * 7.5cm untuk bayi
- 5) Hidung bar: plastik atau logam, fleksibel, pas tetap

Kemasan dari masker wajah medis dengan desain

| Spesifikasi | packing yang normal | Ukuran karton | 1 * 40 HQ kontainer dapat menahan (Pcs) |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|---|
| 17,5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G | 50 pcs / box, 40 kotak / ctn | 52 * 19 * 42cm | 3.280.000 Pcs |
| 17,5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G | 50 pcs / box, 40 kotak / ctn | 51 * 37 * 30cm | 2.400.000 Pcs |

Catatan: semua bisa menjadi istimewa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang sebenarnya

pabrik kami

- 1) Produsen dengan sejarah 12 tahun dalam memproduksi bedah sekali pakai masker, dan segala macam produk pelindung sekali pakai;
- 2) Kuat daya produksi: 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari;
- 3) penjualan Menjanjikan tim: layanan dalam 24 jam
- 4) asuransi berkualitas tinggi: ISO9001, ISO13485, CE sertifikat, FDA Terdaftar.

Istilah perdagangan masker wajah medis dengan desain

| | |
|-----|-------------|
| MOQ | 100.000 pcs |
|-----|-------------|

| | |
|-------------------|---|
| Harga | Negotiable |
| Syarat pembayaran | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal |
| kemampuan pasokan | 1.000.000 pcs / hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari |
| waktu pengiriman | Biasanya 30 hari setelah dikonfirmasi pesanan |
| Mencicipi | Sampel gratis, dapat disiapkan dengan baik dalam 2 hari |

Gambar dari masker wajah medis dengan desain





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

