

Penerapan operasi topeng

1. Untuk klinis rumah sakit medis dan pasien, debu bengkel gratis, pabrik makanan.
2. To mencegah penyebaran cairan tubuh dan konten percikan darah.

Parameter bedah masker sekali pakai

- 1) Bahan: PP non woven + kertas filtrasi tinggi + PP non woven
- 2) Warna: Putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon / Capri biru / merah anggur
- 3) Ear Loop: dasi atau elastis bedah sekali pakai masker
- 4) Ukuran: 17,5 * 9,5 cm untuk dewasa; 14,5 * 9,5 untuk anak-anak; 12,5 * 7.5cm untuk bayi
- 5) Hidung bar: plastik atau logam, fleksibel, pas tetap

Kemasan dari masker wajah medis dengan desain

Spesifikasi	packing yang normal	Ukuran karton	1 * 40 HQ kontainer dapat menahan (Pcs)
17,5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 Pcs
17,5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs

Catatan: semua bisa menjadi istimewa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang sebenarnya

pabrik kami

- 1) Produsen dengan sejarah 12 tahun dalam memproduksi bedah sekali pakai masker, dan segala macam produk pelindung sekali pakai;
- 2) Kuat daya produksi: 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari;
- 3) penjualan Menjanjikan tim: layanan dalam 24 jam
- 4) asuransi berkualitas tinggi: ISO9001, ISO13485, CE sertifikat, FDA Terdaftar.

Istilah perdagangan masker wajah medis dengan desain

MOQ	100.000 pcs
-----	-------------

Harga	Negotiable
Syarat pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
kemampuan pasokan	1.000.000 pcs / hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari
waktu pengiriman	Biasanya 30 hari setelah dikonfirmasi pesanan
Mencicipi	Sampel gratis, dapat disiapkan dengan baik dalam 2 hari

Gambar dari masker wajah medis dengan desain





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

