

Anti-bakteri masker wajah bedah, masker medis Cleanroom, non woven pemasok masker wajah

Fitur masker wajah bedah

- 1) Tiga dimensi desain: ditentukan Anti-SARS topeng, sterilisasi, anti-flu, debu
- 2) Dengan klip hidung: fleksibel, pas tetap
- 3) tepi halus: tepi panas penuh paket teknologi penyegelan
- 4) Tie di telinga lingkaran: nyaman dan dilengkapi

Spesifikasi masker medis

Bahan	PP non woven + kertas filtrasi tinggi + PP non woven
berat kain	Bisa sebagai permintaan Anda
telinga lingkaran	Dasi atau lingkaran telinga masker medis
Ukuran	17,5 * 9.5cm, atau sebagai kebutuhan Anda
Warna	putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon / Capri biru / merah anggur / hitam
Pengepakan	50 pcs / box, 2.000 pcs / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
desain kemasan	semua kotak batin dan pencetakan karton luar dapat sebagai desain Anda
Aplikasi	rumah sakit, laboratorium, industri makanan, lokakarya bebas debu, elektronik manufaktur dan sebagainya

hal pembayaran masker wajah bedah

MOQ	100.000 pcs
Harga	Negotiable
Syarat pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
kemampuan pasokan	1.000.000 pcs / hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari
waktu pengiriman	Biasanya 30 hari setelah dikonfirmasi pesanan
Mencicipi	Sampel gratis, dapat disiapkan dengan baik dalam 2 hari

Gambar masker wajah non woven

