

Anti-bacteria jenis bedah masker, polypropylene non woven masker, tali elastis produsen rumah sakit mask

Ikhtisar Jenis masker bedah

- 1) Looped Ears Untuk Tahan Aman
- 2) Satu ukuran cocok untuk semua, ukuran perkiraan: 17,5 cm x 9,5 cm
- 3) Meliputi Hidung, Mulut Dan Chin Untuk Perlindungan Penuh
- 4) Warna: putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon / Capri biru / merah anggur / hitam, kami memiliki 10 warna benar-benar
- 5) NELSON, ISO, sertifikat CE, BFE & gt; 99%, tipe II / Jenis IIR standar
- 6) gratis Latex, napas mudah, ramah lingkungan
- 7) multi penggunaan: bedah, flu, pelindung debu, dokter gigi, salon, perawatan umum dll

Kemasan dari anyaman masker non

50pcs / box, 40boxes / ctn, 52x38x30cm;
1 * 20 GP kontainer dapat menahan 1.000.000 Pcs masker;
kontainer 1 * 40 HC dapat menahan 2.450.000 Pcs topeng.

Kami juga dapat melakukan kemasan sebagai kebutuhan Anda.

Istilah perdagangan rumah sakit topeng

MOQ	100.000 pcs
Harga	Negotiable
Syarat pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
kemampuan pasokan	1.000.000 pcs / hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari
waktu pengiriman	Biasanya 30 hari setelah dikonfirmasi pesanan
Mencicipi	Sampel gratis, dapat disiapkan dengan baik dalam 2 hari

Gambar rumah sakit topeng



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

