

Anti-virus dan antivirus masker wajah, IIR keren masker bedah, kebersihan mulut penutup

Fitur antivirus masker

- 1) 100% baru dan berkualitas tinggi
- 2) Warna: Biru, kami memiliki sepuluh warna benar-benar
- 3) Ukuran: Approx. 6.70 * 3.70inch / 17 * 9.4cm (Panjang * Lebar)
- 4) Memberikan perlindungan terhadap debu, atau beberapa hal beracun.

Kain masker bedah keren

- 1) 1st Lapisan: lapisan luar, Polypropylene kain, putih, itu lembut dan bernapas.
- 2) 2nd lapisan: lapisan tengah, kertas saring, putih, dapat menyaring kotoran, iritasi, karsinogen zat dan bakteri, BFE ≥ 99%.
- 3) 3rd Lapisan: dalam lapisan, Polypropylene kain, putih, itu lembut dan bernapas, tahan, perlindungan lingkungan cairan.

Kemasan penutup mulut

Spesifikasi	packing yang normal	Ukuran karton	1 * 40 HQ kontainer dapat menahan (Pcs)
17,5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 Pcs
17,5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs
Catatan: semua bisa menjadi istimewa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang sebenarnya			

Gambar penutup mulut



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

