

operasi penutup Beard, kualitas tinggi jenggot pelayanan makanan penutup, Polypropylene jaring jenggot

Spesifikasi operasi penutup jenggot

Bahan	PP non woven
berat kain	Bisa sebagai permintaan Anda
telinga lingkaran	lingkaran telinga elastis
Ukuran	19inch, 21 Inch, atau sebagai kebutuhan Anda
Warna	Putih, biru, hijau dll
Pengepakan	100 Pcs / PE tas, 1000 Pcs / karton, atau sebagai kebutuhan Anda
desain kemasan	Semua kotak batin dan pencetakan karton luar dapat sebagai desain Anda
Aplikasi	Rumah sakit, laboratorium, industri makanan, lokakarya bebas debu, elektronik manufaktur dan sebagainya
MOQ	100.000 pcs
Harga	Negotiable
Syarat pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
kemampuan pasokan	1.000.000 pcs / hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari
waktu pengiriman	Biasanya 30 hari setelah dikonfirmasi pesanan
Mencicipi	Sampel gratis, dapat disiapkan dengan baik dalam 2 hari

Kemasan layanan makanan penutup jenggot

Spesifikasi	packing yang normal	Ukuran karton
19 Inch	100 Pcs / PE tas, 1000 Pcs / karton	26 * 22 * 32 cm
21 Inch	100 Pcs / PE tas, 1000 Pcs / karton	52 * 23 * 26 cm

Gambar dari Polypropylene jaring jenggot



FAQ

Q1: .how Anda mengatasi masalah kualitas jika ada?

A: Pabrik kami akan membayar perhatian tertinggi untuk masalah kualitas. Kami akan sangat menyelidiki penyebab akar masalah dan menemukan solusi terbaik untuk menghindari masalah di masa depan. Sementara itu kita akan sesuai kompensasi bagi pelanggan kami.

Q2: Apa produk tanggal kedaluwarsa Anda?

A: Sekitar 3-5 tahun.

Q3: Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)?

A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA. REACH dan laporan NELSON.