

## Spesifikasi Utama / Fitur Khusus:

Bahan: PP Nonwoven

Gram: 40gsm atau disesuaikan

Ukuran: Ukuran umum atau disesuaikan

Warna: Biru / Pink / Hitam, dll

Aplikasi: Spa, Pijat, Rumah Sakit, Salon, dll

Penyimpanan: Disimpan dalam kering, kelembaban di bawah 80%, berventilasi, gudang gas non-korosif

Sampel: Gratis

LOGO Dicitak: Ya

## Fitur:

1. kontrol kualitas standar yang ketat dengan CE, ISO.
2. Buatan bahan PP berkualitas tinggi.
3. Penjualan langsung pabrik dengan harga yang kompetitif.
4. Barang yang berpengalaman, pengiriman cepat, kapasitas produksi yang stabil.
5. Pengalaman produksi 10 tahun.
6. OEM tersedia, berbagai ukuran, ketebalan, warna, logo cetak, dll.
7. tim penjualan profesional untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.

## Packing & Pengiriman:

1. Paket normal: 1 pcs / bag, 5 pcs / pertengahan tas, 600 pcs / karton.
2. MOQ: 10000 pcs.
3. port: Shanghai / Wuhan, Cina.
4. Ketersediaan Sampel: Ya.
5. Normal Lead time: 3 hari untuk pesanan sampel, 25 hari untuk pesanan massal.

## Mengapa memilih kami:

1. Kami telah melewati sertifikasi CE, FDA, ISO13485.
2. Selamat datang persyaratan OEM.
3. Peralatan canggih dan barang-barang profesional dengan pengalaman ekspor lebih dari 10 tahun.
4. Produk yang berkualitas, 100% bahan merek baru, aman dan sanitasi.
5. Kami memiliki sistem kontrol kualitas QC yang ketat.
6. Memiliki pengalaman yang cukup dan memperoleh reputasi tinggi dari pelanggan kami semua kata. Seperti Amerika, Amerika Selatan, Eropa, Asia Tenggara, Timur Tengah dll.