

## **CE ISO disetujui Cina wajah topeng higienic produk obat-obatan manufactuer**

### **Properti dari masker**

- 1) media filtrasi tinggi serat fiber filter dengan BFE rating 99%.
- 2) masing-masing masker fitur tiga lapisan, dengan lapisan terdalam lembut dan halus untuk kenyamanan maksimal.
- 3) elastis earloop gaya, cairan tahan dan lateks-gratis. Membantu melindungi melawan flu babi dan epidemi.
- 4) ukuran khusus untuk wanita: 145 × 90 MM

### **Kemasan Produk, higienic masker**

Spesifikasi	Normal pengepakan	Ukuran karton	1 * 40 HQ kontainer dapat menahan (Pcs)
3-ply, 25 + 25 + 25 G	50 pcs/kotak, kotak/ctn 40	52 * 31 * 34 cm	2,440,000 Pcs
Catatan: semua dapat khusus disesuaikan menurut persyaratan Anda sebenarnya			

### **Bagaimana memakai masker pasokan medis**

- 1) Masker datar
- 2) Mendorong masker datar untuk wajah
- 3) Memegang masker dengan tangan kiri, dan menangani tali di sekitar bagian telinga dengan tangan kanan
- 4) Memegang masker dengan tangan kanan, dan menangani tali di sekitar bagian telinga dengan tangan kiri.
- 5) Buka lipatan, dan tekan klip hidung.

### **Gambar dari masker**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

