

Product details

Penggunaan lembar transfer pasien tidur

Hal ini secara luas digunakan di rumah sakit atau klinik, untuk memindahkan atau kembali posisi pasien dari tempat tidur gurney.

Spunbond lembar dengan menangani memotong di sisi.

Fitur transfer spreng pasien

Kain	Polypropylene, SMS, PP + PE
Gaya	Ultrasonik panas penyegel, dengan lubang di sisi panjang
Fungsi	Melindungi staf dan pasien dari salib-infeksi
Ukuran	195 cm * 85 cm (dapat dibuat sesuai permintaan klien)
Warna	Putih, biru, hijau, abu-abu, hitam... dll
Kemasan	STERILE: 1 pcs/kertas kantong plastik, 50 pcs/Ctn Bebas-mensterilkan: 1 pcs/tas, 50 pcs/ctn Atau sebagai kebutuhan Anda

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

