

Indikasi sepatu penutup CPE anti selip:

CPE medis sepatu penutup pakai untuk rumah sakit, 45x16cm, biru bisa digunakan untuk rumah sakit, bebas debu lokakarya, laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya. Hal ini juga dapat digunakan untuk rumah sakit tenaga medis klinis dan pasien.

Keuntungan produk:

- 1, bahan Tersedia: CPE
- 2, Size: 45x16cm, kami juga dapat membuat 38x15cm, 40x15cm, 40x17cm, 45 * 18cm
- 3, baik pelindung, ringan, lateks gratis
- 4, Gunakan menjahit atau teknologi otomatis, nyaman memakai
- 5, Warna yang tersedia: biru, putih, hijau, kuning, merah

Kontrol kualitas:

1. Kami tidak akan mulai untuk membuat produk sampai Anda mengkonfirmasi sampel.
2. kemasan akan menjadi bukti air, basah-bukti dan disegel

Spesifikasi penutup anti selip CPE sepatu:

Nama barang	sepatu penutup CPE
Mengetik:	Jahitan mesin atau menjahit
Bahan	CPE1.5-6g
Warna	Biru, putih, dll
Ukuran:	38x15cm, 40x15cm, 41x17cm.....
Pengepakan:	100pcs / tas, 2000pcs / ctn
Aplikasi	Rumah tangga, hotel, pabrik elektronik, pabrik farmasi, rumah sakit dan lingkungan kerja pembersih lainnya
output harian	80.000 pcs / hari
Syarat pembayaran	T / T, PayPal, western union, L / C, D / A, D / P, escrow,
waktu pengiriman	Capacity: 200,000pcs / hari, 1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 hari;
Sertifikat	CE / ISO13485
pelabuhan FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Rincian gambar penutup CPE sepatu:



