

Paket bedah umum sekali pakai

Spesifikasi Utama / Fitur Khusus:

1. Lingkup aplikasi: digunakan untuk perlindungan satu kali selama operasi di departemen unit medis yang sesuai.
2. Dapat dikustomisasi sesuai dengan gambar dan sampel pelanggan.

Ini dapat digunakan untuk semua jenis operasi, termasuk tirai bedah, lembar samping, sampul baki instrumen dan barang-barang lainnya.

Item tidak,	Bahan	Ukuran	Qty.
Mayo Stand Cover.	Spunlace PP + PE Spunlace SMS + PE	80 * 145cm.	1
Op-tape.		10 * 50cm.	2.
Handuk tangan	Kain spunlace	40 * 40 cm.	2.
Side Drape.	SMS	75 * 90.	2.
Kepala tirai.	SMS	150 * 240cm.	1
Foot Drape.	SMS	150 * 180cm.	1
Gaun bedah yang diperkuat	SMS	120 * 150cm.	2.
Instrumen Table Cover. Tulangan penutup meja	PP + PE.	140 * 160cm. 80 * 160cm.	1
Pembungkus	Pp.	100 * 100 cm.	1

Tas Mayo: ditempatkan pada baki instrumen, dan juga dapat digunakan sebagai penutup kursi atau limbah medis pasca operasi.

OP-tape: fiksasi dan penyegelan, seperti fiksasi kateter dan layup.

Jenis lem bedah bedah (tirai samping, kepala tirai, tirai kaki): tutup pasien untuk mengisolasi cairan dan bakteri, dan pita perekat dapat diperbaiki dengan lebih baik.

Handuk lubang bedah: tutup pasien untuk memblokir penetrasi cairan dan bakteri dan mencegah infeksi lintas

Pengepakan:

1. Satu set / tas blister, 12 bags / ctn
2. Ukuran karton: 60 * 40 * 45cm
3. Staris: Eo.